

Wexis

广州维格斯生物科技有限公司

常规病理全流程解决方案 HISTO-PATHOLOGY SOLUTION EXPERT



BEST PRODUCTS

♥ TOP SERVICE

我们提供的服务 We Provide

维格斯提供常规病理全流程解决方案(HSE)，协助解决及优化病理实验室管理。这套全面的解决方案旨在优化/提高常规病理的运营效率，包括产品供应、配送、运营、和增值服务等。



完善的产品供应链

提供不同品目的产品，全套的常规病理产品供应，充分满足实验要求。



专业配送服务

简化供应体系，实现统一配送，到货时间尽在掌握。



增值服务

提供针对性、个性化的增值服务方案，大幅降低病理技术人员的工作量。



+120%
Productivity Increase

客户优势

- 最大限度提高病理运营效率
- 降低运营风险
- 利用行业最佳实践的优势
- 提供增值服务



采购及库存管理

一站式采购，有效降低成本、及采购人员的工作量。
协助管理库存，实时补货。



标准化实施

病理制片流程的标准化；
质控。



成本核算

病理制片成本定时核算；基本实现零库存，降低资金占用成本。

服务方案 Service Scheme

通过提供成熟、周到、细致的日常服务，解除技术人员的后顾之忧，使之能全身心投入到病理专业技术的工作中。

产品供应

从取材→封片，将会使用近20种规格的消耗品/试剂。一站式采购，全面满足病理产品需求。

质量保证

归属医疗器械管理的，均取得注册证。质量保证，可追溯。



采购及物流配送

服务人员对接，一站式采购，根据实际情况调整配送频率，并由专人、专车统一配送。

成本及结算

定期核对及结算消耗品费用，票据集中管理降低采购人员及财务人员的工作量。

管家服务

协助管理库存，避免过剩/过小库存的发生，实时补货。跟踪消耗品日常管理、实验准备等。信息数据共享，协助进行数据的提取和分析。

标准化操作

部分/全面替代手工配制试剂，解放医务人员的劳动，远离化学毒气；保持标准化、稳定的病理标本及切片的制作、染色及诊断水平。

服务优势



产品方案 Solution


序	步骤	使用试剂/耗材	产品型号/规格	成本
1	取材	取材刀柄	羽毛各型号取材刀柄	
2		取材刀	羽毛各型号取材刀柄	
3		包埋盒, 盒盖一体, 可折断式	Wexis 2000 个/箱	
4	固定	组织固定液	Wexis 10%中性福尔马林 15ml-5L 各型号	
5	脱水	乙醇(75%/85%)	500ml/瓶,20 瓶/箱	
6		乙醇(95%/100%)	500ml/瓶,20 瓶/箱	
7	透明	二甲苯	500ml/瓶,20 瓶/箱	
8	浸蜡	石蜡 (54-56°C)	Wexis 8KG/箱	
9		石蜡 (57-60°C)	Wexis 8KG/箱	
10	包埋	组织包埋模	Wexis 四种尺寸不锈钢包埋模	
11		病理切片石蜡	Wexis 8KG/箱	
12	切片	一次性刀片	羽毛 R35/N35/A35, 50 片/盒	
13		专业级载玻片	Wexis 50 片/盒, 50 盒/箱	
14	染色	浓酸盐	500ml/瓶	
15		苏木素染色液	Wexis 500ml/瓶, 6 瓶/箱	
16		伊红染色液	Wexis 500ml/瓶, 6 瓶/箱	
17		特殊染色液	Wexis 27 种染色配方可选	
18	封片	封片胶	100 ml/瓶	
19		盖玻片	Wexis 24*50mm 100 片/盒	

公司介绍 Company Profile

Wexis 广州维格斯生物科技有限公司，成立于2005年。作为一家专业生产 and 经营病理耗材、试剂及仪器设备的企业，一直致力于病理流程的优化和客户服务提升。目前，产品及服务已覆盖国内26个省、直辖市、自治区，及香港、澳门特别行政区，韩国、泰国、俄罗斯、斯里兰卡、阿联酋、印度、澳大利亚、荷兰、英国、奥地利。

目前产品涵盖病理设备及试剂消耗品，含漂烤片仪、熔蜡仪、修蜡仪、冷台、组织包埋机、全自动玻片染色机、石蜡切片仪、冰冻切片仪、病理空气处理系统、病理溶液回收仪、取材台及样本柜；样本固定液、HE染色液、特殊染色液、石蜡、刀片（羽毛）、包埋盒、玻片等。

在广东省及全国内，已建立起完备的服务体系、配送体系及仓储能力。



常规组织病理消耗品现状分析

项目	年份	2016年		支出	2015年		支出	2014年		支出
		品牌	型号		品牌	型号		品牌	型号	
病理数										
蜡块数										
制片数										
取材刀										
取材刀柄										
组织固定液										
酒精										
二甲苯										
包埋盒										
包埋模										
石蜡										
一次性刀片										
载玻片										
染色液										
浓盐酸										
盖玻片										
封片胶										
蜡块平均制作成本										
制片平均制作成本										

做您的病理管家

关注病理 了解病理 服务病理



CONTACT

广州维格斯生物科技有限公司

地址：广州市增城新塘沙浦维格斯产业园银沙二路4号

电话：020-87793718 传真：020-87793728

网址：www.wexisgp.com

电邮地址：marketing@wexisgp.com



OFFICE

Wexis

中山大学达安基因

成员企业 (股票代码:002030)

