

其他维格斯产品

产品名称	产品描述
取材台PW900	人体工程学设计，功能齐全，让您远离污染与毒害 不锈钢优质板材，坚固、防水、防锈、耐酸碱
标本冷藏柜SF736	双压缩机制冷，双重保障，有效抑制甲醛挥发； 双开门大容量存储空间，可移动标本存放盘，操作方便；
病理档案储存柜	由破片柜、晾片柜和蜡块柜组成，3种柜采用轻便、分体式设计。 柜体规格相同，可自由组合；抽屉可自动归位，槽式滑轮，推拉顺畅，高弹性减震。
PANGALARK存档柜系统	独特的加插层设计，最大限度的增加存储空间 五种颜色的抽屉，满足您区分不同病例或日期的需求
样本固定液 (10%中性缓冲福尔马林固定液-即用型)	10%中性缓冲固定液，配备不同大小规格 无需配制，拧开瓶盖放下标本即可，使操作更简便。
苏木素-伊红染色液	使用时稳定及无沉淀。在组织样本经过特殊染色及免疫组织化学染色处理后， 可令染色效果突出。
病理级石蜡	德国进口，纯度高，无气味；韧性好，能得到超薄平整无褶皱连片切片； 鳞片状，熔蜡速度快；染色时容易脱蜡，有助得到理想的着色效果。
羽毛切片用一次性刀片	选用最优质的碳钢，在专业的制造过程中引入了最新的技术，优质选材、精工 制作，刀片能通过锐利度和耐久性等多重评估及测试。
载玻片、盖玻片系列	显微镜专用载玻片是采用最高质量的玻片为基础；每片玻片经过独立审查， 从而使它们的质量一致、无尘和洁净。 盖玻片是采用优等品的玻璃精心制造，用铝箔真空包装，保证盖玻片在真空 条件下贮藏；内置干燥剂，防止玻片受潮。
包埋盒、不锈钢包埋模系列	专业级包埋盒采取独特的滑道设计，可多次开关包埋盒省时省力。选用优质赛 钢塑料制造，性能优越，适用于甲苯、酒精、丙酮等多种化学溶剂处理。 优质不锈钢材质，经久耐用；四种不同规格，标本槽加深设计，适合各类型标本。

广州维格斯生物科技有限公司
中国广州市增城区新塘沙浦维格斯产业园银沙二路四号
邮编：511388
电话：8620-8779 3718
传真：8620-8779 3728

维格斯集团有限公司
香港新界元朗宏业西街33号元朗贸易中心1611室
电话：852-2567 2882
传真：852-2567 6333

网站：www.wexisgp.com
邮箱：marketing@wexisgp.com



维格斯官方微信

WEXIS

病理流程优化解决方案



维格斯生物科技

病理流程优化解决方案

- ★ 优化病理流程，使操作员的工作程序更流畅，从而增加病理产能。
- ★ 辅助式优化设备能提高诊断流程效率，减少过程中产生不必要的等待时间。
- ★ 标准化病理配套建设，完善病理诊断的工作环境。

冷台CP380

- 专为病理石蜡切片流程而研制，是切片前冷冻蜡块的必备设备
- 取代传统制冰及换冰程序，省时省工序
- 冷冻台面独特的漏水槽设计，确保工作台面清洁
- 底部加有发热线，每次开机蒸发底盘水份




溶蜡仪 WD360

- 快速溶蜡，提高溶蜡效率
- 6L大容量溶蜡缸，一次熔化4.5Kg固体石蜡
- 双重过滤网，彻底过滤杂质
- 出蜡龙头单独加热，保证流蜡畅通



全面优化包埋及切片程序

烤片仪DR230



- 堆叠式烤片台面，方便、防烫手
- 合适角度的倾斜面，排水同时防止样本掉片
- 大容量烤片台面，最多可同时烤48张载玻片
- 精准温控，以防烤坏样本



漂烤片仪FL220



- 享受一体操作，漂片烤片集于一体
- 机身小巧超薄，适合配置在每台切片机旁
- 分离式水浴槽，清洗维护更方便
- 水槽表面作黑色处理，对比强烈，易于观察



修蜡仪TR302



- 高效修蜡方式的革新
- 加热表面可同时修整多个蜡块
- 低重心设计，放置更稳固
- 抽屉式废蜡收集盒，让工作空间更整洁轻便