

Standard Embedding Cassettes

标准级包埋盒



- 优质赛钢材质
- 适用于市面上主流打号机
- 条形对称孔
- 盖盒连体，可折断式盖子
- 手写及机打编号字迹清晰不掉色



订货信息

订货号	包装规格	颜色
2200037	250个/盒，8盒/箱，2000个/箱	多种颜色可选

广州维格斯生物科技有限公司
 广州市增城区新塘沙埔银沙工业区
 银沙二路4号（维格斯产业园）
 电话：8620-8779 3718
 传真：8620-8779 3728

维格斯集团有限公司
 香港新界元朗宏业西街33号
 元朗贸易中心1611室
 电话：852-2567 2882
 传真：852-2567 6333

网站：www.wexisgp.com
 邮箱：marketing@wexisgp.com



维格斯官方微信
 WX-CY-H011705C