

Wexis

维格斯专业级包埋盒

- 条形对称孔
- 独特的滑道设计，拆装方便、快捷；
- 手写及机打编号字迹清晰不掉色；
- 优质赛钢材质，耐酸、耐碱、耐腐蚀；




*适用于2200035不锈钢包埋盒盖

颜色	<input type="checkbox"/> 白色	<input type="checkbox"/> 蓝色	<input type="checkbox"/> 紫色	<input type="checkbox"/> 黄色	<input type="checkbox"/> 绿色	<input type="checkbox"/> 粉红色	包装规格	产品描述
订货号	2200001	2200004	2200007	2200010	2200013	2200016	500个/盒; 8盒/箱	维格斯专业级包埋盒·无盖
	2200003	2200006	2200009	2200012	2200015	2200018	包埋盒: 500个/盒·8盒/箱; 包埋盒盖: 1000个/盒·4盒/箱 包埋盒盖分装	维格斯专业级包埋盒·带盖



管槽装包埋盒

- 配合打号机使用，提高工作效率；
- 管槽材质优越，抗压抗变形，输送顺畅；



颜色	<input type="checkbox"/> 白色	<input type="checkbox"/> 蓝色	<input type="checkbox"/> 紫色	<input type="checkbox"/> 黄色	<input type="checkbox"/> 绿色	<input type="checkbox"/> 粉红色	包装规格	产品描述
订货号	2200022	2200023	2200024	2200025	2200026	2200027	75个/条; 60条/箱	管槽装包埋盒·无盖
	2200028	2200029	2200030	2200031	2200032	2200033	75个/条; 60条/箱 包埋盒盖分装	管槽装包埋盒·带盖


不锈钢包埋模

- 优质不锈钢材质，经久耐用；
- 四种不同规格，标本槽加深设计，适合各类型标本；

订货号	8202101	8202201	8202301	8202401	8202001
尺寸大小	37*24*6mm	30*24*6mm	24*24*6mm	10*10*5mm	4种尺寸为一套
包装规格	100个/箱				100套/箱



标准级包埋盒



- 条形对称孔·盒盖连体·盖子可折断
- 优质赛钢材质；适用于市面主流打号机

订货号	2200037W	2200037Y	2200037G	2200037P	2200037B	2200037T	2200037M
颜色	白色	黄色	绿色	粉红色	蓝色	灰色	紫色
包装规格	250个/盒·8盒/箱						



- 标准型圆孔·无盖
- 优质赛钢材质；适用于市面主流打号机


*适用于2200035不锈钢包埋盒盖

订货号	2200038W	2200038Y	2200038G	2200038P	2200038B	2200038T	2200038M
颜色	白色	黄色	绿色	粉红色	蓝色	灰色	紫色
包装规格	500个/盒·8盒/箱						



- 条形对称孔·拆装式盖子
- 优质赛钢材质；适用于市面主流打号机

订货号	2200039W	2200039Y	2200039G	2200039P	2200039B	2200039T	2200039M
颜色	白色	黄色	绿色	粉红色	蓝色	灰色	紫色
包装规格	4*500底+2*1000盖/箱 包埋盒,盖分装						



- 条形对称孔·无盖
- 优质赛钢材质；适用于市面主流打号机

*适用于2200035不锈钢包埋盒盖

订货号	2200040W	2200040Y	2200040G	2200040P	2200040B	2200040T	2200040M
颜色	白色	黄色	绿色	粉红色	蓝色	灰色	紫色
包装规格	500个/盒·8*500个/箱						



不锈钢包埋盒盖

- 优质不锈钢材质, 可循环使用, 经济环保；
- 代替塑料包埋盒盖, 拆装方便, 紧凑；

订货号	2200035
包装规格	100个/箱



*图片只供参考·产品以实物为准·

维格斯集团有限公司

地址:香港新界元朗宏业西街33号元朗贸易中心1611室

电话: 852-2567 2882

传真: 852-2567 6333

广州维格斯生物科技有限公司

地址:中国广州市增城区新塘沙浦银沙工业区银沙二路四号 邮编: 511388

电话: 8620-8779 3718

传真: 8620-8779 3728

网站:www.wexisgp.com 邮箱:marketing@wexisgp.com

