

## 9L FRESHTAKE™ 9升Freshtake新型溶剂回收仪 (2.5加仑)

我们的品牌承诺：  
令你做得更好，同时节省资金

我们的回收仪会使你更  
轻易地停止倾倒废液和  
金钱于下水道。  
回收再生，重复使用和  
实行可持续节省成本。

### 二甲苯，二甲苯替代品，酒精和丙酮的溶剂回收仪

#### 直接地节省

- 大幅节省购买和处理溶剂的成本。
- 可将病理组织学工序受污染溶剂再生达90%。

#### 操作简单/方便

- 透过全新的触摸屏技术作全自动再生回收。
- 仪器占用空间更小和人体工程学设计。
- 可移动拉开的溢出盘，容易地把可重复使用的废物袋放入及取出。
- 无需连接水管或特殊通风装置。
- 运行时无需更换喉管或试剂瓶。
- 程序交替间无需进行冷却。
- 自动化废污排放和净化冲洗程序。

#### 安全性

- 内置双重防外溢功能装置。
- 由于闭环的通风，在再生时不会释出气化味道。
- ETL 认证包括 UL61010, UL2208 及 CSA 等。

#### 可持续发展

- 溶剂可重复再生长期使用。
- 再生的溶剂的纯度大于99%
- 进行自动冲洗和清洁期间操作员无需常驻。



9L FRESHTAKE™  
型号: MSLV-14-CE-9-A

## 9L FRESHTAKE™

9升Freshtake新型溶剂回收仪(2.5加仑)

只需要更少的空间，就可以在你的实验室进行再生溶液

仪器大小

42cm(宽)\* 92cm(高)\* 61cm(深)

回收时间

每公升二甲苯，二甲苯替代品和丙酮=需时15至20分钟 (每小时3-4 公升)

每公升酒精=需时20至30分钟 (每小时2-3公升)

\*另有19升型号以供选择\*