

## 维格斯载玻片/盖玻片系列

抛光边·45°角设计·拿取安全、方便

1.0-1.2mm的均匀厚度·帮您排除因厚度不一而不断调焦的困扰








### WEXIS-PRO ADHESION系列粘附载玻片

- 超白玻璃材质·专为免疫组化研制；
- 表面经正电荷处理·高粘附性·让您绝无掉片之忧！

| 50片/塑料盒;<br>20盒/箱 | 产品描述                             |
|-------------------|----------------------------------|
| 62018105PA        | 抛光边; 45°角; 单头单面白色涂装;<br>带两个"+"符号 |

### WEXIS-PRO(专业级)系列载玻片

- 超白玻璃材质·无背景颜色·观察无阻碍；
- 5种不同颜色·便于不同标本的区别与分类；
- 涂装处理·让书写、打号更容易·字体更清晰。

| 颜色  | 50片/塑料盒;<br>20盒/箱 | 产品描述                    |
|---|-------------------|-------------------------|
|  白色  | 62017109PW        | 单头单面涂装;<br>抛光边;<br>45°角 |
|  绿色  | 62017109PG        |                         |
|  粉红色 | 62017109PP        |                         |
|  蓝色  | 62017109PB        |                         |
|  黄色  | 62017109PY        |                         |



### WEXIS-EXCEL(优质级)系列载玻片

- 浮法高绿·细致磨砂处理·手写字迹清晰。

| 50片/塑料盒;<br>20盒/箱 | 产品描述              |
|-------------------|-------------------|
| 62017105SP        | 单头单面蒙砂; 抛光边; 45°角 |
| 62017107SP        | 单头双面蒙砂; 抛光边; 45°角 |



## WEXIS-STANDARD(标准级)系列载玻片

| 50片/塑料盒;<br>20盒/箱 | 产品描述                    |
|-------------------|-------------------------|
| 62017105          | 单头单面蒙砂; 抛光边; 45°角; 塑塑包装 |
| 62017107          | 单头双面蒙砂; 抛光边; 45°角; 塑塑包装 |



## WEXIS-PRO系列显微镜盖玻片

高硼硅玻璃·高韧性·抗雾化·防霉变;  
厚度0.13-0.16mm  
独立铝箔真空包装

| 货号        | 尺寸大小    | 包装规格          |
|-----------|---------|---------------|
| 62021200P | 24*24mm | 200片/盒·200盒/箱 |
| 62022100P | 24*32mm | 100片/盒·200盒/箱 |
| 62023100P | 24*40mm | 100片/盒·200盒/箱 |
| 62024100P | 24*50mm | 100片/盒·200盒/箱 |
| 62025100P | 24*60mm | 100片/盒·200盒/箱 |

## WEXIS-STANDARD系列显微镜盖玻片

- 优质超白玻璃材质·高透光率
- 超白玻璃材质
- 厚度0.13-0.16mm
- 独立铝箔真空包装

| 货号       | 尺寸大小    | 包装规格          |
|----------|---------|---------------|
| 62021200 | 24*24mm | 200片/盒·200盒/箱 |
| 62022100 | 24*32mm | 100片/盒·200盒/箱 |
| 62023100 | 24*40mm | 100片/盒·200盒/箱 |
| 62024100 | 24*50mm | 100片/盒·200盒/箱 |
| 62025100 | 24*60mm | 100片/盒·200盒/箱 |



\*图片只供参考·产品以实物为准。

维格斯集团有限公司

地址:香港新界元朗宏业西街33号元朗贸易中心1611室

电话: 852-2567 2882 传真: 852-2567 6333

广州维格斯生物科技有限公司

地址:中国广州市增城区新塘沙浦银沙工业区银沙二路四号

邮编: 511388

电话: 8620-8779 3718 传真: 8620-8779 3728

网站: [www.wexisgp.com](http://www.wexisgp.com)

邮箱地址: [marketing@wexisgp.com](mailto:marketing@wexisgp.com)

