

Wexis

维格斯 诚意向市场推介!!



X83 - 环保透明剂


一种可取代二甲苯和其他芳烃溶剂而研制的溶液。
一种优良的溶液;比二甲苯更好;更安全
和比其它二甲苯替代液更相宜的一种溶液。

特点


- 不同二甲苯和其他芳烃溶剂; 环保透明剂是没有毒性或不会释出有害物的。
- 已被加氢催化, 以消灭芳烃溶剂内双键所产生的毒性。
- 风干速度比二甲苯更快!
- 溶解石蜡和油的速度比二甲苯更快!
- 在石蜡和油方面有强大的可溶性。
- 再生回收速度会比二甲苯快。

请即试用环保透明剂, 会给你带来更快,更好和更安全的结果!
并且记住您的溶剂可进行再生会为你的成本进一步下降。

环保透明剂和二甲苯在 顯微鏡下的比較



肝部门脉 20x - 用二甲苯进行组织处理



肝部门脉 20x - 用环保透明剂进行组织处理

总结

- 1)采用blind study comparison method不指名对比，获委员会认可的病理学家无法区分哪一个是用二甲苯或环保透明剂。
- 2)用环保透明剂清洗的H&E染色组织片区分不出跟二甲苯清洗的有何不同。Daphne Vasconcelos, D.V.M., Ph.D, D.A.B.T., Battelle Memorial Institute, Columbus, Ohio.
- 3)我们以环保透明剂用于实验室内的组织处理仪和封片仪。检视并对比用传统方法处理的尸检样本组织。发现最终组织的质量和染色是基本相同，并区分不出两种方法有任何差异。David Hicks, M.D., Pathology, Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio.

订货号

货号	名称	试剂容量	包装
6200500	环保透明剂	500ml	20瓶/箱
6202500	环保透明剂	2500ml	8瓶/箱

*图片只供参考，产品以实物为准。

公司简介

维格斯是病理仪器、耗材、试剂集研发、制造的一家生产商。集团公司拥有专业的技术人才，先进仪器研发设备，高端的研发实验室和设施完善的生产车间。我们累积多年的研发和制造经验，结合全球病理领域发展的先进技术，完善设计和精湛的工艺水平，能保障全球的病理工作者使用到优质、可靠、高效的产品。


广州维格斯生物科技有限公司

地址: 广州市增城区新塘沙浦银沙工业区银沙二路4号

邮政编码: 511388

销售热线: 020-87793718 传真: 020-87793728

www.wexisgp.com



Wexis