

维格斯冷台CP380



Wexis CP380冷台专为病理石蜡切片流程研制，亦可配合包埋机使用或与熔蜡仪一起，可组合为简易的包埋机。

实用新型专利号：ZL 2014 2 0442375.9
外观设计专利号：ZL 2014 3 0316960.X

产品特点

- 冷台台面四周独特漏水槽设计，台面化水后不外流，确保工作台面整洁；
- 节能环保：达到设定温度后，系统暂停运行，有效节省功耗，支持全天候工作；
- 环保型压缩机制冷系统，低噪音，冷冻速度快，切片效果好；
- 制冷台面选用进口铝合金材质，导温性能好；
- 微电脑控温，操作简单，性能优越；


Wexis

维格斯集团有限公司是一家集研发、制造于一体的专业生产商。集团公司拥有专业的技术人才，先进的研发设备，高端的研发实验室和设施完善的生产车间，积极为广大客户提供高效、稳定、可靠的病理仪器、耗材及试剂。


维格斯冷台CP380



仪器顶部提供可置物平台，
有效节约实验台空间



宽敞的制冷台面，
可同时放置48个蜡块



专用模具和人体工程学设计，
无棱角，使用安全舒适

仪器规格

外形大小 (长*宽*高)	535*330*358mm
冷台面积 (长*宽)	270*250mm
重量	20Kg
电源	230V ~ 50HZ
功率	170W
温度范围	-2°C ~ -15°C
结霜时间	≥5min
达到设定温度时间	≤15min

订货号

订货号	380-00-00
型号	CP380
产品名称	冷台CP380
相关配件包括	主机 (1台) 电源线 (1根) 使用说明书 (1本)
产品认证	CE 质检认证单位 CTS

维格斯仪器系列包括



漂烤片仪 FL220



烤片仪 DR230



修蜡仪 TR302



熔蜡仪 WD360

维格斯集团有限公司

地址: 香港新界元朗宏业西街33号元朗贸易中心1611室
电话: 852-2567 2882 传真: 852-2567 6333

广州维格斯生物科技有限公司

地址: 中国广州市增城区新塘沙浦银沙工业区银沙二路四号
邮编: 511388

电话: 8620-8779 3718 传真: 8620-8779 3728

网站: www.wexisgp.com 电邮: marketing@wexisgp.com



*图片仅供参考，产品以实物为准。

