

相关参数:

EC500-1冷台	控制台尺寸 (长*宽*高)	335*623*395mm
	冷台区面积 (长*宽*高)	375*307mm
	重量	24.5kg
	可调温度范围	0~ - 12℃
EC500-2主控制台	控制台尺寸 (长*宽*高)	345*641*405mm
	加热区面积 (长*宽*高)	340*253mm
	重量	20.5kg
EC500-3热台	控制台	340*623*395mm
	包埋盒储存室	269*510*88mm
	可移动式托盘	262*175*55mm
	重量	16kg
	包埋盒储存室可调温度	40-70℃
	包埋模储存室可调温度	40-70℃

CFDA备案号: 国械备20180257号

生产者名称: Especialidades Médicas MYR, S.L

生产场所地址: Vidriers 街道21号, 埃尔文德雷利, 西班牙

中国总代: 广州维格斯生物科技有限公司



维格斯官方公众号

TISSUE EMBEDDING CENTER EC500
组织包埋机 EC500

皇家品质, 匠心传承



广州维格斯生物科技有限公司

广州市增城区新塘沙埔银沙工业区

银沙二路4号 (维格斯产业园)

电话: 8620-8779 3718

传真: 8620-8779 3728

维格斯集团有限公司

香港新界元朗宏业西街33号

元朗贸易中心1611室

电话: 852-2567 2882

传真: 852-2567 6333

网站: www.wexisgp.com

邮箱: marketing@wexisgp.com

TISSUE EMBEDDING CENTER EC500

组织包埋机 EC500



创新性设计，灵活工作方式

- 三分体组合式结构，主控制台、冷台、热台均可独自控制，自由摆放；
- 输蜡管与出蜡口温度可单独设置，防止出现堵蜡情况；
- 在待机模式下，可随时包埋紧急的活组织切片；
- 可调流量的石蜡分液器开关，适用于“大号包埋盒”和“超大号包埋盒”。

多样化功能，符合人机工程学设计

- 隔热的工作台表面；
- LED灯照明，光照舒适，不刺眼；
- 多个包埋镊子加热孔；
- 内置连接器用于连接电热镊；
- 冷台0~ -12° 可调且放入蜡块后温度恒定；
- 可根据用户使用习惯提前设定自动开关机时间，并可设定非工作日不启动，环保省电。



卓越的包埋性能，内置修蜡模块和废蜡收集槽

- 主控制台内置2个修蜡模块，完美实现包埋、修蜡一体化；
- 前置2个移动式废蜡收集槽，使台面多余的石蜡直接流入废蜡收集槽。

大容量的储存空间，满足科室繁忙操作要求

- 蜡缸容量：5L；
- 冷台面积宽敞，可同时冷却多达60个包埋模具；
- 最多可同时容纳300个包埋盒；
- 包埋盒储存室可容纳任何类型脱水机的组织篮。



直观简洁的图形按键式操作界面

EC500包埋机使用简洁按键式操作界面，不易耗损更经久耐用。