

# Wexis



## 标本冷藏柜

### Cryo-Cabinet

- 病理活检标本保存的专用设备；
- 双压缩机风冷制冷系统，双重保障，有效抑制甲醛挥发；
- 真空加热玻璃门，不结霜；
- 双开门大容量存储空间，可移动标本存放盘，操作方便；

货号	: 736-00-00
型号	: SF736
名称	: 标本冷藏柜 SF736
外型尺寸(长*宽*高)	: 1200mm*650mm*1910mm
输入电压	: AC220V~50Hz
额定功率	: 240W
温度控制	: 0 ~ 12°C ( 可调 )
容量	: 1200L; 可放置20个标本专用P.P 存放盘



广州维格斯生物科技有限公司

地址:中国广州市增城区新塘沙浦银沙工业区银沙二路四号

邮编: 511388

电话: 8620-8779 3718 传真: 8620-8779 3728

网站: [www.wexisgp.com](http://www.wexisgp.com)

邮箱地址: [marketing@wexisgp.com](mailto:marketing@wexisgp.com)