

PANGALARK STORAGE SYSTEM (存档柜系统)

组合式
节省空间
符合成本效益的方案
来储存包埋蜡块及载玻片

每抽屉可存放 1,200+ 载玻片或 420+ 包埋蜡块 您已为您的实验室找到 归档 及 储存的方案



- 独特的加插层设计，最大限度的增加存储空间；
- 五种颜色的抽屉，满足您区分不同病例或日期的需求；
- 可选择可移动金属柜，方便柜体空间移动；
- 抽屉前端宽大的空间，可放置识别标签，轻松辨别您存储的资料；
- 抽屉及抽屉框尺寸：宽*长*高=12*56*10.5 (cm)



LARK 抽屉

分三排存放标准玻片和包埋蜡块
每抽屉可存放1,200+标准载玻片或
210+标准包埋蜡块



LARK 加插层

LARK 加插层抽屉，加倍存放包埋蜡块
令每个LARK抽屉
可存放420+标准包埋蜡块



LARK 抽屉框

抽屉框用作收纳抽屉，并连接其他抽屉框
来创建堆迭组合柜
如上图所示，基本版可由直立式堆迭开始

*以上图为澳大利亚版本，国际版本将会有固定分隔及标签格，图片只供参考。

Wexis

维格斯集团有限公司

香港新界元朗宏业西街33号元朗贸易中心1611室
电话: 852-2567 2882 传真: 852-2567 6333

广州维格斯生物科技有限公司

中国广州市增城区新塘沙浦银沙工业区银沙二路四号
邮编: 511388
电话: 020-8779 3718 传真: 020-8779 3728

