

# Wexis

## 病理档案储存柜

### Pathology Specimen Filing System



#### 晾片柜



由4节组合而成，每节5抽，  
共20抽，每抽5挡搁

货号 : 700-30-00  
名称 : 晾片柜HC700  
型号 : HC700  
容量 : 6500张  
外形尺寸 : W515 \* D480 \* H1520 (mm)  
负载重量 : 1000kg

#### 蜡块柜



由4节拼接而成，每节5抽，  
共20抽，每抽14挡搁

货号 : 700-20-00  
名称 : 蜡块柜BC700  
型号 : BC700  
容量 : 15000~16500块  
外形尺寸 : W515 \* D480 \* H1520 (mm)  
负载重量 : 800kg

#### 玻片柜



由4节拼接而成，每节9抽，  
共36抽，每抽4挡搁

货号 : 700-10-00  
名称 : 玻片柜DC700  
型号 : DC700  
容量 : 55000~65000张  
外形尺寸 : W515 \* D480 \* H1520 (mm)  
负载重量 : 1000kg

\*图片仅供参考，产品以实物为准。

广州维格斯生物科技有限公司

地址:中国广州市增城区新塘沙浦银沙工业区银沙二路四号

邮编: 511388

电话: 8620-8779 3718 传真: 8620-8779 3728

网站: [www.wexisgp.com](http://www.wexisgp.com)

邮箱地址: [marketing@wexisgp.com](mailto:marketing@wexisgp.com)