

TISSUE PROCESSOR

组织脱水机 STP 120



作为最成功的一款半封闭式组织脱水机，在全世界范围内安装量>2000台。

其结合旋转搅拌、振动和离心专利技术，通过这几项专利技术可获得与真空处理一样的效果。

人性化设计

- 人体工程学设计的控制面板
- 使用方便
- 最大限度的保证使用者和样本的安全
- 程序运行中的警报

产品特点

- 旋转协调使组织完全渗透，均匀混合试剂和降低处理时间
- 最大处理容量：120/240个组织包埋盒
- 旋转速度0, 60或70rpm
- 进入下一试剂缸前离心旋转最大程度减少试剂残余
- 微处理器模块可设10个处理程序
- 每个试剂缸浸泡时间从1秒~99小时59分钟可设
- 组织篮顺时针、逆时针旋转提高处理能力
- 备用电源系统
- 试剂缸盖及活性炭通风设备，有效控制试剂挥发



相关参数

试剂数量	10 (如蜡缸已使用仅有9个)
试剂缸容量	1.8L
蜡缸数量	2个 (可选3个)
蜡缸容量	1.8L
蜡缸温度设置	40-70℃
脱水篮数量	1个 (可选2个)
脱水篮容量	120个组织盒 (可选240个)
程序设置数量	10个可设置
旋转协调	可设置
摇晃	可设置
离心时间	可设置
CFDA备案号	国械备20170705号




订货信息

名称	订货号	型号	尺寸	标准配置
脱水机 STP120	120-000-1	STP120-1	φ 852*500mm	主机、10个试剂缸、2个蜡缸、1个不锈钢组织篮、1套工具和1本操作手册
	120-000-2	STP120-2		STP120-1标配+带活性炭过滤器的排气系统
	120-000-3	STP120-3		STP120-2标配+一个蜡缸和一个不锈钢组织篮

生产者名称: Especialidades Médicas MYR, S.L

生产场所地址: Vidriers 街道 21 号, 埃尔文德雷利, 西班牙

中国总代: 广州维格斯生物科技有限公司



维格斯官方微信

广州维格斯生物科技有限公司

广州市增城区新塘沙埔银沙工业区

银沙二路4号 (维格斯产业园)

电话: 8620-8779 3718

传真: 8620-8779 3728

维格斯集团有限公司

香港新界元朗宏业西街33号

元朗贸易中心1611室

电话: 852-2567 2882

传真: 852-2567 6333

网站: www.wexisgp.com

邮箱: marketing@wexisgp.com