

Wexis

样本固定液 Tissue Fixative

(10%中性缓冲福尔马林固定液-即用型)

(10% Neutral Buffered Formalin)

根据卫生部《医院评审评价工作文件汇编》（卫生部医疗服务监管司编“2012年第1版”）关于“三级综合医院评审标准实施细则”要求：标本需用10%中性甲醛缓冲液固定。固定液的量不少于组织体积的3~5倍（要确保标本全置于固定液之中），除特殊要求外。



- 标准化、规范化、自动化生产，质量保证；
- 多种规格可供选择，即取即用，无需配置；
- 小规格独立包装，配以医用标签，杜绝交叉污染，避免医疗事故发生；
- 实验及众多医院使用证明，Wexis 10%中性缓冲福尔马林固定液性能稳定，渗透作用强，固定均匀，能很好的保存组织细胞形态结构，保存细胞内的蛋白质、糖类、无机盐和色素等，利于细胞特殊染色，适用于免疫组化和分子生物学检验。



外科手术室常用的送检标本固定液

■安全快捷 ■无需配制 ■实时使用

*图片只供参考，产品以实物为准。

多种规格试剂瓶- 使用特点

- 1 螺纹防滑的瓶盖设计，无渗漏、使用方便。
- 2 密封透明的标本瓶，防止液体挥发、易观测。
- 3 高分子材料试剂瓶，能耐弱酸、弱碱、油类等。
- 4 专用标记可让医护人员随时区分组织的类别，避免混淆。
- 5 试剂建议为标本的五倍。



货号	试剂容量	试剂瓶容量	试剂瓶大小(mm)	包装	适用标本
5200015	15ml ^{[1][2]}	20ml	52x27ø	500瓶/箱	适用于胃镜等细小标本的固定
5200030	30ml ^{[1][2]}	70ml	56x41ø	320瓶/箱	
5200050	50ml ^{[1][2]}	90ml	66x50ø	200瓶/箱	适用于小标本的固定
5200250	250ml ^{[1][2]}	500ml	96x91ø	50瓶/箱	适用于中等手术标本固定
5200500	500ml	600ml	166x81ø	20瓶/箱	
5202500	2500ml	2500ml	150x100x240	8瓶/箱	适用于手术室、病理科等需求量大的科室
5205000	5000ml	5000ml	185x125x300	4瓶/箱	

[1] 外观设计专利: ZL 2012 3 0066084.0

[2] 病理标本送检瓶专利: ZL 2012 2 0100973.9

【医疗器械生产企业登记编号】粤穗食药监械生产备20160060号

【注册号】粤穗械备20160271号

维格斯集团有限公司

地址:香港新界元朗宏业西街33号元朗贸易中心1611室

电话: 852-2567 2882 传真: 852-2567 6333

广州维格斯生物科技有限公司

地址:广州市增城新塘沙浦银沙工业区银沙二路4号

邮编: 511388 电话: 8620-8779 3718 传真: 8620-8779 3728

网站: www.wexisgp.com

电邮: marketing@wexisgp.com



*图片只供参考，产品以实物为准。

WX-CY-S011401C