

维格斯 TR302修蜡仪

Wexis® TR302修蜡仪 —修整蜡块最理想的好帮手

实用新型专利号：ZL 2012 2 0098285.3



宽大的顶部加热区域

- 宽阔的加热表面，便于蜡块的修整
- 可一次同时修整5—6个蜡块

倾斜设计的加热表面和废蜡引槽

- 始终保持工作区域温度的稳定一致性
- 采用倾斜的凹槽设计，使蜡块修整光滑，并能有效的将废蜡引流排出

“抽屉式”设计的可移动式废蜡收集盒

- 内置可更换的废蜡收集盒，有效的收集废蜡，方便处理
- 避免废蜡的飞溅，保持工作台面的整洁和干净



维格斯集团有限公司是一家集研发、制造于一体的专业生产商。集团公司拥有专业的技术人才，先进的研发设备，高端的研发实验室和设施完善的生产车间，积极为广大客户提供高效、稳定、可靠的病理仪器、耗材及试剂。

TR302修蜡仪

产品特性

规格参数&订货详情

外形尺寸	285×160×120 (mm)	
重量	1.8Kg	
输入电源	AC220V 50Hz	
额定功率	50W	
表面温度	78°C (±2°C)	
预热时间	15-20min	
工作环境温度	5°C—40°C	
废蜡收集盒容量	300ml	
订货号	302-00-00	
型号	TR302	
名称	TR302修蜡仪	
相关配件	主机	1台
	废蜡收集抽屉	1件
	废蜡收集盒	10件
	电源线	1根
	使用说明书	1本
产品认证	CE	
	质检认证单位 	



小巧低重心设计

- 保证用户修蜡过程稳定进行

90°C边缘设计


- 为小标本的修整提供可能

人性化的握持式手柄设计

- 极大的方便用户使用修蜡仪

特殊的塑料机身

- 防水，绝缘，隔热



维格斯仪器系列包括



漂烤片仪FL220



烤片仪 DR230



熔蜡仪 WD360

制造商: 维格斯集团有限公司
 地址: 香港新界元朗宏业西街33号元朗贸易中心16楼1611室
 电话: 852-25672882 传真: 852-25676333

中国总部: 广州维格斯生物科技有限公司
 地址: 中国广州市增城区新塘沙浦银沙工业区银沙二路四号
 邮编: 511388
 销售热线: 8620-8779 3718 传真: 8620-8779 3728

www.wexisgp.com