

维格斯 病理级石蜡

优质性能: 纯度高，韧性好

- 维格斯石蜡以最先进净化方式处理 – 高压氢化
- 优化的过滤系统和独立的冷却装置，确保产品不含化学杂质，颜色纯白，符合组织学实验室对石蜡质量要求
- 染色时容易脱蜡，从而得到理想的着色效果
- 纯度高，无气味
- 韧性好，能得到超薄整平无褶皱切片



适用性:

适合组织学实验室，作浸蜡和包埋样本之用。

化学结构

组织学石蜡是在石油生产过程中，以复染的精炼方法，经过蒸馏、结晶和脱油等程序提炼制作，是一种多种成份的混合物。其中包含饱和碳氢化合物。



Wexis

维格斯耗材

货号	熔点	含油量	针穿透深度 (25°C)	包装规格	颜色
2200045	54-56°C	最高0.5%	16-20	1KG/袋, 10袋/箱	白色
2200046	57-60°C	最高0.5%	16-20	1KG/袋, 10袋/箱	白色



官方微信讯

维格斯耗材包括



载玻片



刀片



盖玻片



包埋盒



不锈镜包埋模



不锈镜包埋盒盖

维格斯集团有限公司

地址:香港新界元朗宏业西街33号元朗贸易中心1611室

电话: 852-2567 2882 传真: 852-2567 6333

广州维格斯生物科技有限公司

地址:广州市增城区新塘沙浦银沙工业区银沙二路四号

邮编: 511388

电话: 8620-8779 3718 传真: 8620-8779 3728 www.wexisgp.com